

**ROJO DE CRESOL SAL SÓDICA INDICADOR**

Cresol Red  
 $C_{21}H_{17}O_5SNa$   
 CAS: 62625-29-0  
 Apariencia típica:

CAT. 2207  
 P.M. 404.41

Polvo café.

**ESPECIFICACIONES**

Intervalo de transición visual  
 Rango ácido  
 Rango alcalino

pH 0.5 (rosa) – pH 1.8 (amarillo)  
 pH 7.2 (amarillo) – pH 8.8 (púrpura)  
*Máximo permitido*  
 $\leq 5.0\%$

Pérdida por secado

**PRESENTACIONES**

5, 10 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE