

### XILENOS A.C.S.

Xylenes (Dimetilbencenos) $C_6H_4(CH_3)_2$ CAS: 1330-20-7	CAT. 2720
Apariencia típica:	Líquido claro.
Uso analítico:	Solvente
Punto de ebullición:	140°C
Solubilidad acuosa:	Insoluble
Densidad:	0.87 g/mL

### ESPECIFICACIONES

Ensayo (Total de isómeros de xilenos más etilbenceno)	≥ 98.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Etilbenceno	25.0%
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.002%
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba
Compuestos con azufre (como S)	0.003%
Agua (H <sub>2</sub> O)	0.05%

### PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 2-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO