

D-XILOSA REACTIVO

D-Xylose
 $\text{OCH}_2(\text{CHOH})_3\text{CHOH}$

CAS: 58-86-6

Apariencia típica:

Punto de fusión:

CAT. 2725

P.M. 150.13

Polvo microcristalino.

144 – 145°C

ESPECIFICACIONES

Rango de fusión

Rotación específica $[\alpha]_D^{25}$

Solubilidad

145° – 150°

+ 18.5° a + 19.5°

Pasa prueba

Máximo permitido

Residuo después de ignición

Ácido (como acético)

Cloruro (Cl)

Sulfato (SO₄)

Metales pesados (como Pb)

0.10%

0.015%

0.005%

0.0015%

0.001%

PRESENTACIONES

10, 25, 100 g

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE